



Inhalation

Préparation

- Secouer l'aérosol-doseur au moins 5 fois
- Retirer le capuchon et presser l'aérosol-doseur dans l'adaptateur en caoutchouc flexible de la chambre d'amorçage.
- Si un nouvel emballage est ouvert : Déclencher la première vaporisation dans l'air
- Se tenir droit (assis/debout), c'est ainsi que le médicament se répartit le mieux dans les poumons.



Technique d'inhalation

Avec masque

- Le masque est tenu horizontalement contre le visage - Le masque doit entourer la bouche et le nez
- Ne déclencher l'aérosol-doseur qu'une seule fois et inspirer et expirer calmement 5 fois (observer la plaquette en caoutchouc)

Sans masque à partir de 3 ans

- Fermeture correcte de la bouche : tenir l'embout buccal étroitement entre les dents et les lèvres.
- Après l'expiration, ne déclencher l'aérosol-doseur qu'une seule fois, inspirer profondément et retenir sa respiration pendant 10 secondes.
→ Si cela n'est pas possible, déclencher une fois l'aérosol-doseur et inspirer et expirer calmement 5 fois (observer les plaquettes en caoutchouc).



CAVE : Si un aérosol doseur contenant de la cortisone est utilisé, il faut se nettoyer le visage (masque), et se rincer la bouche, boire ou se brosser les dents après coup pour empêcher la présence de résidus sur le visage/la bouche.

Distraction

= L'enfant ne doit pas pleurer pendant l'inhalation, c'est pourquoi la distraction est essentielle.

- Raconter une histoire
- Montrer la boîte à musique
- Faire regarder une vidéo

Nettoyage

Une fois par semaine comme suit:

- Démonter le RC-Chamber et laver les différentes pièces à la main dans de l'eau tiède avec un peu de liquide vaisselle.
- Rincer le RC-Chamber à l'eau claire et le laisser sécher à l'air.
- Remontez le RC-Chamber dès que toutes les pièces sont sèches.

Verbleibt noch Medikament in meiner Ventolin®-DA-Patrone (ohne Mundstück)?



Wägen genügt ...	Verbleibende Dosen
28 g → Ja, ist voll	200
25 g → Ja, ist $\frac{3}{4}$ voll	150
21 g → Ja, ist $\frac{1}{2}$ voll	100
18 g → Ja, ist $\frac{1}{4}$ voll	50
15 g → Nein, ist leer	0

Quelle: Lungenliga 2023. Richtig Inhalieren – Lungenliga Schweiz. / Kantonsspital Winterthur. Instrukionsvideos. 2017.